

**NYHET!**

## **PROGESTERON** - NY ANALYS PÅ INSTRUMENTET **Fuji DRI-CHEM IMMUNO AU10V**

**Vi har glädjen att meddela att analysen progesteron, som efterfrågats av många av våra kunder, nu finns på instrumentet Fuji DRI-CHEM IMMUNO AU10.**

Instrumentet använder sig av den bästa tekniken för att mäta hormoner, sk. Surface Plasmon enhanced Fluorescence (SPF). Det gör denna point-of-care-test, som bara tar 10 minuter, lika tillförlitlig som de tester som analyseras på referensmetoderna.

En ny studie gjord i Frankrike visar ett mycket bra resultat. Studien är gjord mot två referensmetoder som anses vara "gold standards" (RIA -IM188 från Beckman Coulter och Immulite 2000 från Siemens). 110 blodprover från reproduktiva tikar av 36 olika raser samlades in och analyserades med de tre olika metoderna. En liknande studie pågår just nu på SLU.

Läs mer på vår hemsida där du hittar artikeln: "*Evaluation of a new automated method for rapid measurement of blood progesterone concentration in bitches*".

### Fuji DRI-CHEM IMMUNO AU10V

Nu: **45 800 kr** (exkl. moms).

Ord. pris 65 800 kr. Erbjudandet gäller t.o.m. 20181015.

- **GALLSYRA** (hund och katt)
- **KORTISOL** (hund)
- **PROGESTERON** (hund)
- **T4** (hund och katt)
- **TSH** (hund)



Välkommen att kontakta oss för mer information eller demonstration av instrumentet.

**Else Ammentorp**

Produktchef

031-81 72 26

else.ammentorp@triolab.se

**Emma Andreasson**

Produktchef

031-81 72 13

emma.andreasson@triolab.se

**Åsa Skogsberg**

Produktchef

08-623 24 13

asa.skogsberg@triolab.se