


## MEGACOR FASTest®

Testkiten är baserade på den senaste immunokromatografiska tekniken. Provet som kan innehålla antigener eller antikroppar bildar ett antigen-antikroppskomplex på membranet. Komplexet vandrar längs testmembranet och binder senare till antikroppar som är fixerade i membranet. Denna bindning resulterar i ett färgskifte i provbrunnen. Resultatet presenteras med dubbla linjer i provbrunnen om provet är positivt medan negativt prov presenteras med en linje.


Testkiten har **lång hållbarhet** och kan förvaras i **rumstemperatur**. Dessa finns i olika förpackningsstorlekar. Se baksidan för fullständigt sortiment eller vår hemsida: <http://www.triolab.se/vet>



### Detection of Antigen



### Detection of Antibodies



## Hund

FASTest® ANAPLASMA  
FASTest® BRUCELLA canis  
FASTest® CCoV Strip  
FASTest® CDV Ab  
FASTest® CHLAM Ag  
FASTest® CPV Ab  
FASTest® CRP canine  
FASTest® CRYPTO Strip  
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip  
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T  
FASTest® DISTEMPER Strip  
FASTest® EHRlichia canis  
FASTest® GIARDIA Strip  
FASTest® HW Antigen  
FASTest® LEISH  
FASTest® LEPTOSPIRA IgM  
FASTest® LH  
FASTest® LYME  
FASTest® NEOSPORA caninum  
FASTest® PARVO Card  
FASTest® PARVO Strip  
FASTest® RELAXIN  
FASTest® ROTA Strip  
FASTest® TOXOPLASMA g

## Katt

FASTest® CHLAM Ag  
FASTest® CRYPTO Strip  
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip  
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T  
FASTest® FCoV Strip  
FASTest® FeLV  
FASTest® FeLV LabSet  
FASTest® FeLV-FIV  
FASTest® FIP  
FASTest® FIV  
FASTest® FIV LabSet  
FASTest® GIARDIA Strip

FASTest® HW Antigen  
FASTest® LH  
FASTest® PARVO Card  
FASTest® PARVO Strip  
FASTest® RELAXIN  
FASTest® ROTA Strip  
FASTest® TOXOPLASMA g

## Häst

FASTest® ANAPLASMA  
FASTest® CHLAM Ag  
FASTest® CRYPTO Strip  
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip  
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T  
FASTest® GIARDIA Strip  
FASTest® IgG equine  
FASTest® LYME  
FASTest® ROTA Strip

## Ko/Kreatur

FASTest® BCV Strip  
FASTest® CHLAM Ag  
FASTest® CRYPTO Strip  
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip  
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T  
FASTest® D4T bovine  
FASTest® E.coli-K99 Strip  
FASTest® GIARDIA Strip  
FASTest® IgG bovine  
FASTest® NEOSPORA caninum  
FASTest® ROTA Strip

## Gris

FASTest® CRYPTO Strip  
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip  
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T  
FASTest® GIARDIA Strip  
FASTest® ROTA Strip

## Får/Get

FASTest® CHLAM Ag  
FASTest® CRYPTO Strip  
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip  
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T  
FASTest® D4T bovine  
FASTest® GIARDIA Strip  
FASTest® ROTA Strip

## Marsvin/Igelkott

FASTest® CRYPTO Strip  
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip  
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T  
FASTest® GIARDIA Strip  
FASTest® ROTA Strip

## Fisk/Fågel

FASTest® BKD Strip  
FASTest® IPNV Strip  
FASTest® KOI HV  
FASTest® AIV Ag  
FASTest® CHLAM Ag  
FASTest® CRYPTO Strip  
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip  
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T  
FASTest® GIARDIA Strip  
FASTest® ROTA Strip

## Reptiler

FASTest® CRYPTO Strip  
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip  
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T  
FASTest® GIARDIA Strip  
FASTest® ROTA Strip

## Fästing

FASTest® BOR in TICK

**För mer information kontakta oss eller besök vår hemsida  
[www.triolab.se](http://www.triolab.se)**

**Monika Erlandsson**

08 - 623 24 11

[monika.erlandsson@triolab.se](mailto:monika.erlandsson@triolab.se)

**Else Ammentorp**

031 - 81 72 26

[else.ammentorp@triolab.se](mailto:else.ammentorp@triolab.se)

**Elee Matti**

08 - 623 24 01

[elee.matti@triolab.se](mailto:elee.matti@triolab.se)