


MEGACOR FASTest®

Testkiten är baserade på den senaste immunokromatografiska tekniken. Provet som kan innehålla antigener eller antikroppar bildar ett antigen-antikropps-komplex på membranet. Komplexet vandrar längs testmembranet och binder senare till antikroppar som är fixerade i membranet. Denna bindning resulterar i ett färgskifte i provbrunnen. Resultatet presenteras med dubbla linjer i provbrunnen om provet är positivt medan negativt prov presenteras med en linje.


Testkiten har **lång hållbarhet** och kan förvaras i **rumstemperatur**. Dessa finns i olika förpackningsstorlekar. Se sid 2 för fullständigt sortiment.



Detection of Antigen



Detection of Antibodies



Hund

FASTest® ANAPLASMA
FASTest® BRUCELLA canis
FASTest® CCoV Strip
FASTest® CDV Ab
FASTest® CHLAM Ag
FASTest® CPV Ab
FASTest® CRP canine
FASTest® CRYPTO Strip
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T
FASTest® DISTEMPER Strip
FASTest® EHRlichia canis
FASTest® GIARDIA Strip
FASTest® HW Antigen
FASTest® LEISH
FASTest® LEPTOSPIRA IgM
FASTest® LYME
FASTest® NEOSPORA caninum
FASTest® PARVO Card
FASTest® PARVO Strip
FASTest® ROTA Strip
FASTest® TOXOPLASMA g

Katt

FASTest® CHLAM Ag
FASTest® CRYPTO Strip
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T
FASTest® FCoV Strip
FASTest® FeLV
FASTest® FeLV LabSet
FASTest® FeLV-FIV
FASTest® FIP
FASTest® FIV
FASTest® FIV LabSet
FASTest® GIARDIA Strip

FASTest® HW Antigen
FASTest® PARVO Card
FASTest® PARVO Strip
FASTest® ROTA Strip
FASTest® TOXOPLASMA g

Häst

FASTest® ANAPLASMA
FASTest® CHLAM Ag
FASTest® CRYPTO Strip
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T
FASTest® GIARDIA Strip
FASTest® IgG equine
FASTest® LYME
FASTest® ROTA Strip

Ko/Kreatur

FASTest® BCV Strip
FASTest® CHLAM Ag
FASTest® CRYPTO Strip
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T
FASTest® D4T bovine
FASTest® E.coli-K99 Strip
FASTest® GIARDIA Strip
FASTest® IgG bovine
FASTest® NEOSPORA caninum
FASTest® ROTA Strip

Gris

FASTest® CRYPTO Strip
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T
FASTest® GIARDIA Strip
FASTest® ROTA Strip

Får/Get

FASTest® CHLAM Ag
FASTest® CRYPTO Strip
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T
FASTest® D4T bovine
FASTest® GIARDIA Strip
FASTest® ROTA Strip

Marsvin/Igelkott

FASTest® CRYPTO Strip
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T
FASTest® GIARDIA Strip
FASTest® ROTA Strip

Fisk/Fågel

FASTest® BKD Strip
FASTest® IPNV Strip
FASTest® KOI HV
FASTest® AIV Ag
FASTest® CHLAM Ag
FASTest® CRYPTO Strip
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T
FASTest® GIARDIA Strip
FASTest® ROTA Strip

Reptiler

FASTest® CRYPTO Strip
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T
FASTest® GIARDIA Strip
FASTest® ROTA Strip

Fästing

FASTest® BOR in TICK

För mer information kontakta oss gärna eller besök vår hemsida: www.triolabvet.se

Else Ammentorp

08 - 81 72 26

else.ammentorp@triolab.se

Emma Andreasson

031 - 81 72 13

emma.andreasson@triolab.se

Åsa Skogsberg

08 - 623 24 13

asa.skogsberg@triolab.se