

Inbjudan till webinar

18 januari 2021 kl. 18.30

Flexicult® Vet – odling och resistensbestämning på samma gång - ger möjlighet till snabbare behandling

Välkommen att delta på en kostnadsfri digital utbildning om urinvägsanalysen Flexicult® Vet. Föreläsare är Tina Møller Sørensen, Adjunkt, Veterinär och PhD vid Köpenhamns Universitet.

Utbildningen hålls den **18 januari 2021, kl. 18.30** och är 2 x 30 minuter.

Under första delen får du information om produkten och hur den används. Den andra delen avhandlar tolkning av resultat. Utbildningen är på engelska.

För dig som redan använder Flexicult finns möjlighet att få hjälp att tolka plattor. Mejla bilderna du vill ha hjälp med till else.ammentorp@triolab.se

Varmt välkommen med din anmälan till: info@triolab.se

Flexicult® Vet för diagnostisering av urinvägsinfektion hos hund och katt

Odlingskittet är en agarplatta med ett fält för kvantifiering av antal bakterier och 5 mindre fält med antibiotika för bestämning av bakterieresistens. Utifrån växten i de olika antibiotikafälten bedöms om bakterien är känslig eller resistent mot den specifika antibiotikan.

Agarplattan innehåller ett kromogent substrat som får bakterierna eller agarn att skifta färg beroende på vilken bakterieart det är. Inkubering 24 timmar i värmeskap.



Triolab - din leverantör inom veterinärdiagnostik